

NEU: STIMMGABEL 50 HZ FÜR DAS NERVENSYSTEM



48,00€ ~~43,00€~~

Artikelnummer: SHnerv01 | **Kategorien:** [Stimmgabeltherapie](#) | **Stichworte:** [stimmgabeltherapie](#), [stimmgabeln](#), [tuning fork](#), [50 hz](#), [Phonophorese](#), [stimmgabel](#), [mysoundhealing](#)

www.mysoundhealing.de

BESCHREIBUNG

Die gewichtete Stimmgabel 50 Hz besteht aus Aluminium und kann zur Schmerzminderung bei Muskelzerrungen und Verstauchungen verwendet werden.

Auch bei verkrampften Muskeln und zur Sensibilitätssteigerung* werden gute Ergebnisse erzielt. Verkrampfungen werden gelöst, wodurch der Muskel wieder entspannen kann, das Gehirn schüttet Endorphine aus, der Schmerz wird gelindert. Legen Sie das Ende oder die Seite der Stimmgabel auf die schmerzende Stelle.

Dann die beiden Spitzen der Gabel mit den Fingerspitzen etwas zusammendrücken und schnell wieder los lassen. **Das normalerweise gebräuchliche Anschlagen der Gabel auf einen Gummiaktivator ist bei dieser Stimmgabel 50 Hz für das Erzeugen der maximalen Vibration nicht unbedingt notwendig.**

Wer allerdings gerne einhändig arbeitet, sollte unser [Aktivator Set](#) mitbestellen.

GEWICHTETE STIMMGABELN

- Diese Stimmgabeln wirken eher körperlich.
- Die Schwingungen lassen sich stärker und tiefer fühlen.
 - Der Klang halt länger an, ist aber weicher.
- Sie eignen sich hervorragend dazu, Schmerz zu beseitigen und Entspannung abzubauen

SENSIBILITÄTSSTEIGERUNG*

Das Gehirn steht im ständigen Kontakt mit dem peripheren Nervensystem, Informationen über Lage, Berührung, Schmerz oder Temperatur melden. Sind Nerven geschädigt, kann es zu Sensibilitätsstörungen kommen. Diese äußern sich zum Beispiel als Taubheit oder Kribbeln. Hier helfen sensorische Reize auf das betroffene Gewebe, die Informationsweiterleitung anzuregen.

Weitere Informationen findet ihr im [Nervenschmerz Ratgeber](#).

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Gewicht	143 g
Maße	31 cm
Material	Aluminium

